



**AQA GROUP Srl**

Via Trieste, 32  
35121 - Padova  
tel: +39 0498774541  
fax: +39 049 8750258  
www.aqagroup.net  
info@aqagroup.net



**ETAQA™** si contraddistingue per un approccio sistematico che, attraverso la creazione di nuovi protocolli, semplifica le procedure, aumenta la qualità del servizio migliorando l'impiego delle risorse economiche ed umane.

# LINEA ORAL

## “Sistemi e prodotti per l’Igiene Orale”

L’igiene orale è un aspetto importante nella cura della persona. Ha come scopo quello di mantenere funzionale e pulita la cavità orale e di ridurre l’attività batterica nella bocca e quindi le infezioni, sia locali che sistemiche.

Con **ETAQA™ Oral** si possono avere a disposizione i “sistemi” e prodotti necessari per un corretto e semplice intervento igienico. Un programma completo per l’igiene orale può avere benefici significativi per il paziente, facilitando un’adeguata nutrizione e riducendo il rischio di infezione.

In più, protegge la mucosa orale, le gengive e i denti, contribuendo ad un miglior benessere dell’ospite.

Anche in questo caso l’équipe di esperti è a disposizione con il protocollo Educational per affiancare il personale nell’approntare le migliori soluzioni di intervento.

### COLLUTORIO

Contiene Clorexidina

#### Cos’è

**ETAQA™ Collutorio** è indicato per combattere le irritazioni della bocca e delle gengive. Contiene Clorexidina digluconato, un’efficace sostanza battericida; Cetilpiridinio cloruro, componente attivo verso un ampio spettro di batteri; Olio essenziale di Menta piperita dalla capacità rinfrescante, tonificante e leggermente astringente ed aromatizzante. **ETAQA™ Collutorio** non contiene alcool, rispettando così la mucosa orale ed evitando effetti irritanti. Può essere utilizzato per prevenire sia infiammazioni che irritazioni gengivali, oltre che per prevenire la formazione della placca e del tartaro, causa di gengiviti e malattie del parodonto. La pratica confezione con erogatore permette un facile e pratico utilizzo del prodotto.

#### Modalità d’uso

Dosare 2-4 erogazioni (pari a 5-10 ml) di prodotto non diluito in un bicchiere e sciacquare la bocca per circa 30 secondi.

#### Ingredienti/Ingredients:

*Aqua, Glycerin, Sorbitol, Chlorhexidine Digluconate, Mentha Piperita Oil, Anethole, Xylitol, Sodium Saccharin, Cetylpyridinium Chloride, Citric Acid, Sodium Benzoate, Sodium Methylparaben, PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, Limonene, CI 42090.*

Confezione da 12 flaconi da 500 ml + 4 erogatori  
Erogatore per flacone da 500 ml

Codice: **ETO-01**  
Codice: **ETO-01-A**



### GEL PARODONTALE

Contiene Triclosan

#### Cos’è

**ETAQA™ Gel Parodontale** contiene Triclosan, composto efficace nella fase di mantenimento parodontale. La sua efficacia aumenta nel tempo e raggiunge il picco massimo tra i 3 e i 6 mesi dopo l’inizio del trattamento. Il Triclosan è un’efficace agente antisettico, battericida ed antinfiammatorio che non si lega né ai tessuti duri, né ai tessuti molli.

Un corretto uso quotidiano di **ETAQA™ Gel Parodontale** aiuta a prevenire l’insorgere della placca batterica ed è indicato per una completa igiene orale. Contribuisce inoltre a ridurre i problemi di alitosi. È compatibile con le molecole contenute nei dentifrici, di modo che il suo utilizzo può avvenire in parallelo con l’uso dello spazzolino.

#### Modalità d’uso

Può essere utilizzato come un comune dentifricio o in abbinamento ad applicatori o cannule per l’igiene orale collegati a sistemi di aspirazione.

#### Ingredienti/Ingredients:

*Aqua, Propylene Glycol, Xylitol, Hydroxyethylcellulose, PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, Mentha Piperita Oil, Anethole, Menthol, Triclosan, Citric Acid, Imidazolidinyl Urea, Sodium Benzoate, CI 42090.*

Confezione da 12 flaconi airless da 100 ml

Codice: **ETO-02**



### TAMPONE ET-O STERILE

#### Cos’è

**ETAQA™ Tampone ET-O Sterile** è un semplice accessorio per l’igiene orale, composto da un’aspira saliva in pvc orientabile sul quale, nella parte terminale, è applicata una spugna in materiale poliuretano espanso, grazie all’utilizzo di un semplice sistema adesivo.

Utilizzato in abbinamento a **ETAQA™ Gel Parodontale**, permette l’applicazione del prodotto in bocca (come se si utilizzasse il classico metodo spazzolino-dentifricio) e contemporaneamente, se collegato ad un aspiratore, rende possibile l’eliminazione dei liquidi presenti nella bocca tramite aspirazione.

Una corretta pulizia di **ETAQA™ Tampone ET-O Sterile** ne permette il suo riutilizzo.

Confezione da 100 pz sterili

Codice: **ETO-03**



### ASPIRATORE AM TOP

#### Cos’è

**ETAQA™ Aspiratore AM Top** è un apparecchio aspiratore pratico, funzionale, robusto, pronto per ogni intervento di aspirazione. Ha struttura in ABS a spigoli arrotondati. Vaso contenitore con coperchio dotato di valvola di troppo pieno idrofobica. Filtro antibatterico, regolatore di vuoto e vuotometro per il controllo del vuoto. Gruppo aspirante esente da manutenzione, portata 25 l/min, aspirazione max 0,80 bar=80 kPa. Tubo di aspirazione in pvc medicale con raccordo conico porta cannule.

Dimensioni: cm 30 x 19 x h25. Peso: Kg 2,5

Conformità Norme: EN 60601-1 ISO 10079-1 93/42/CEE €€

Confezione da 1 pz  
Vaso contenitore monouso da 800 cc  
Vaso contenitore autoclavabile da 1000 cc

Codice: **ETO-04**  
Codice: **ETO-04-A**  
Codice: **ETO-04-B**

