

Incubatore *gke* Steri-Record® per l'incubazione degli indicatori biologici in fiale

Applicazione

L'incubatore è progettato per incubare gli indicatori biologici in fiale Mini-Bio-Plus, ampolle oltre a comuni spore in striscia nei tubi-test. La temperatura di incubazione dipende dagli indicatori biologici utilizzati (vedasi tabella).



Incubatore *gke* Steri-Record®

Descrizione del prodotto

Gli incubatori *gke* Steri-Record® hanno un controllo eccellente della temperatura e sono disponibili per due diversi tipi di temperatura e applicazione.

Gli incubatori possono essere utilizzati con diverse rastrelliere per incubare gli indicatori biologici in fiale, le ampolle o le spore in striscia nei tubi test. L'incubatore viene consegnato con un cavo di alimentazione con spina tripla e con il termometro, ma senza la rastrelliera. Quest'ultima deve essere ordinata separatamente a seconda dell'applicazione utilizzata. La spina di alimentazione può essere sostituita con una spina adatta al voltaggio locale.

Caratteristiche di prestazione

Dopo l'accensione dell'incubatore, la temperatura raggiunge la precisione di $\pm 1^\circ\text{K}$ entro quattro ore.

Per il range delle temperature, vedasi la tabella qui di seguito riportata.

Specifiche:

230 – 240 Volt (50-60 Hertz), 50 Watt

Informazioni per l'ordine

Art.n.	Descrizione prodotto	Applicazione	Temperatura di incubazione	Processo di sterilizzazione
610-107	Incubatore-35	Per l'incubazione di indicatori biologici B.atrophaeus, senza rastrelliera	33-37° C	Ossido di etilene, calore secco
610-108	Incubatore-55	Per l'incubazione di indicatori biologici G.steaothermophilus, senza rastrelliera	55-60° C	Vapore, Perossido di idrogeno/gas plasma, Formaldeide
610-106	Rastrelliera per fiale Mini-Bio-Plus Ø 8 mm.	Idoneo per tutti gli incubatori sopra menzionati		
610-102	Rastrelliera per tubi-test Ø 16 mm.			
610-103	Termometro			

Fabbricante e stabilimento di produzione:
gke –GmbH
Auf der Lind 10
D-65529 Waldems-Esch
Germania

Distributore in Italia:
Medix Italia srl – Via Santa Teresa n. 3
10121 Torino
Tel. 011 5185259 – Fax 011 4407156
e-mail: commerciale@medixitaliasrl.it
medixitalia@virgilio.it

Via Santa Teresa 3, 10121 Torino, Tel. n.: 0039 011 5185259, Fax n.: 0039 011 4407156
E-mail: commerciale@medixitaliasrl.it; medixitalia@virgilio.it